



**La Radiologie Vétérinaire,
Notre Métier.**

MONOBLOC ROTATIF



Le 'monobloc' est la partie située au sommet de la colonne et comprend le tube Rx.

Le champ primaire peut être incliné vers la droite ou vers la gauche, maximum 45° et permet de prendre des incidences différentes de la verticale. (Ex : sinusites chez les chiens).

La position 'zéro' est repérée par un cran.

Le monobloc est muni d'un arceau pour faciliter la manœuvre.

GeR-International
1 rue de Bourgogne 89140 CUY France
Standard : 33 (0) 3-86-64-07-31 Fax : 33 (0) 3-86-65-90-03
E-mail : contact@ger-int.com Site Web : www.ger-int.com